


## 침습적 시술 없이 정확한 체온 측정 가능

비침습적 모니터링의 편안함 및 정확성을 결합. 누구나 어디서나 정확한 체온 측정 가능.  
의식이 있는 환자도 불편함없이 24시간 사용가능.

### 사용분야

수술실, 중환자실, 일반 병동, 요양 병원, 감염병 등 원격 모니터링, 가정용 홈케어 등



## XST600 제품 사양 및 성능

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 체온측정범위(°C)        | 34°C ~ 42°C                                                          |
| 체온측정 정확도(°C)      | ±0.2°C 이하 (34°C ~ 42°C)                                              |
| 체온응답시간(T80%)      | 일반적으로 5 min 내외<br>(사용 환경에 따라 달라질수 있음)                                |
| 체온측정 인터벌(sec)     | 1sec                                                                 |
| 표시단위(°C)          | 0.1°C                                                                |
| 사용온도              | 온도 : 15°~35°C, 습도 : 93% 이하                                           |
| 저장조건              | 온도 : 10°~40°C, 습도 : 93% 이하                                           |
| XST600 Prb 연속사용시간 | 3일                                                                   |
| XST600 Prb 유통기간   | 제조일로부터 24개월 이내                                                       |
| XST600 Prb 사용     | 1회용으로 재사용 금지                                                         |
| 무게(g)             | 약 8g ( XST600-Main : 약 4g, XST600-Prb : 약 4g )                       |
| 크기(mm)            | XST600 (Main+Prb) 사이즈: 25 X 11 X 52mm<br>XST600-Prb: 약 25 X 5 X 52mm |
| 무선통신              | Bluetooth LowEnergy, Paring & ADV 모드지원                               |
| 무선사용거리            | Max. 15m ( Open Field 기준 )                                           |



## 비침습 무선 모니터링 체온계

수술전부터 회복까지 써모세이퍼 하나로

## Thermosafe XST600 System




(주)초이스테크놀로지

본사 / (21984) 인천광역시 연수구 송도과학로 32 송도테크노파크IT센터 S동 1404호  
지사 / (22689) 인천광역시 서구 정서진로 410 녹색융합클러스터 B406호

www.choistec.com



# 비침습적 체온 측정 환자 감시장치 연결 연속 체온 모니터링



Thermosafer XST600 System

A New Standard in  
Body Temperature  
Monitoring



측정의 편리함과 이동성 확보  
무선기술을 통한 체온 연속적인 모니터링  
수술실(수술전, 수술중), 병실(수술후) 등에서 동일한 기기로  
끊김 없는 체온 모니터링


수술환자 체온 모니터링  
환자 감시장치 연결



입원환자 체온 모니터링  
병원 EMR 연결



가정용 체온 모니터  
체온 앱 및 무선 디스플레이 연동



**XST600**

전자 체온계

측정범위 34°C-42°C  
정확도  $\pm 0.2^\circ\text{C}$  (34°C-42°C)  
작동거리 Max 15m (open filed)  
Bluetooth LE

컴팩트하고 유연한 디자인

사이즈 : 25 x 52 x 11mm (결합시)

무게 : 8g

인체 곡면에 유연하게 대응하는 인체공학적 설계  
소형화 경량화를 통한 착용시 불편함 최소화  
일회용 프로브로 위생적인 사용 및 관리  
피부 저자극 의료용 폼 사용

**XST600-Prb**

지속적 체온감시용 프로브

급여코드 L9011048

포장단위  
25개입



**XSTD2**

게이트웨이  
(모니터용)

환자 감시장치 연결 어댑터  
95 x 95 x 45 mm



**XWB100**

게이트웨이  
(인터넷용)

BT to WiFi  
5V(상시전원)  
Android, iOS  
94 x 30 x 30 mm



**XSTApp**

체온 앱

실시간 모니터링  
온도 알람  
체온 히스토리  
Android, iOS

