


거 동 불 편 환 자 를 원 하 는 곳 으 로

전 동 식
환 자 리 프 트

아 나 케 어

AHNA
C A R E






AHNA CARE 아나케어

아나케어는 거동이 불편한 환자(고령자, 장애인 포함)를 침대, 휠체어, 변기등으로 이송 및 이송을 도와주는 전동식 기기입니다. 돌봄인(간병인)이 거동을 전혀 할 수 없는 '거동불가환자'부터 상체의 힘이 충분하여 스스로 앉을 수 있는 '거동불편환자'까지, 환자를 옮겨 앉히고(눕히고) 이동시킬 수 있도록 도와줍니다.


WHO & WHERE 누가 어디서 사용하나요?



거동불가환자



거동불편환자



돌봄인(간병인)



병·요양원



가정

WHAT 무엇을 할 수 있나요?

1

간단한 머리감기·목욕



아나케어는 IPX6 수준의 방수설계로 샤워기 물줄기에 안전합니다.

2

휠체어 산책·외부출입



휠체어로 이송하여 바깥산책 및 병원 검진을 위한 외부출입이 가능합니다.

3

일상적인 배변활동



와병환자가 기저귀 사용에서 벗어나 변기로 이동하여 배변활동이 가능합니다.



DIFFERENT 무엇이 다른가요?

오픈암+더블허킹 시스템

사람이 안아주는 형상으로 설계하여 중증환자도 편안하고 안전하게 리프팅 할 수 있습니다.

EVA 소재 쿠션

가볍고 유연한 EVA* 소재를 사용하여 신체접촉 부위의 완성도를 높였습니다.

* Ethylene-Vinyl-Acetate

안정적인 무게중심 회전중심축 위치

환자 리프팅 시의 무게중심과 회전 중심축을 무릎 앞쪽으로 설계하여 안정적인 탑승감을 확보하였습니다.

IPX6수준의 방수설계

배터리, 전기구동부는 물론 스테인리스 프레임, 쿠션 부위의 방수설계로 샤워기 물줄기에 안전합니다.



SPEC 상세사양

제품명	아나케어(AHNAcare)	최대 허용 중량	150 kg
모델명	AHN-100K	이용 가능 신장 (키)	140 cm~190 cm
제품크기(LxDxH, mm)	943x532x1011	배터리 형식	납축전지(24 V, 2.9 Ah)
보관 시 제품 크기	839x532x670	완충시간	6시간
기기 무게	32.6 kg	작동 보증 조건	5~40°C 온도 20~80% 습도

거
동
불
편
환
자
를

원
하
는
곳
으
로

